

平成 29 年 4 月 吉日

お客様各位

自動採血管準備装置 BC・ROBO-8001RFID を発売

株式会社テクノメディカ(本社:横浜市、代表取締役社長:實吉 政知)は、自動採血管準備装置BC・ROBO-8000RFIDの後継機種となるBC・ROBO-8001RFIDの受注を開始し本年6月1日より順次納品を開始します。

自動採血管準備装置は、あらかじめ装置に登録された採血管を検査オーダの項目に対し、それに適応した採血管を自動的に選択しバーコードラベルに印字し、採血管に貼り付け、患者さま毎に一つのトレイに収納する装置です。

平成3年4月に自動採血管準備装置BC・ROBO-520の第1号機を発売以来、現在では国内の医療機関2,000施設以上でBC・ROBOシリーズが稼働し、全国で月間1,000万人以上の患者さんの採血をお手伝いしています。

自動採血管準備装置BC・ROBOシリーズは、主に病院内の中央採血室に設置され、血液検査のある患者さまの採血管準備を行います。万一、装置にトラブルや不具合が発生すると採血業務が中断し検査結果の遅延等で患者さまを始め診察にも支障をきたします。

このたび発売した自動採血管準備装置BC・ROBO-8001RFIDは設定した時刻に装置が自動起動し、採血業務開始前に装置の立上げ作業等を行う必要がないため採血業務をスムーズに開始できます。さらに装置の状態もひと目で把握できる直観的な画面を採用したことで採血ご担当者様も安心して採血業務に専念できます。

BC・ROBO-8001RFIDの新機能として、採血業務中に万一、装置のエラーが発生した場合でもそのエラーを自動判断し、エラーが発生したユニットのみを自動復旧することで採血ご担当者様が採血業務を中断して機器のメンテナンスを行う必要がありません。また TMCConnections[®]をご契約頂いたお客様は、当社のコールセンター室で装置の監視を行うため朝の自動初期化でエラーが発生した場合など、いち早く当社からお電話にて対応し電話対応で困難な場合は優先してサービス員を出向させる新たな取り組みです。

自動採血管準備装置
BC・ROBO
8001
RFID



[®]
TMCConnectionsとは、Techno Medica Connections の略であり当社とお客様が繋がりが安心してご利用頂ける新しいご提案です。

【会社概要】

株式会社テクノメディカ

設 立	1987年9月8日
資 本 金	106,980万円
代 表 者	代表取締役社長 實吉 政知 (さねよし まさとも)
本 社 所 在 地	〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5丁目5番1号
従 業 員 数	189名 (2017年3月現在)
事 業 内 容	医療機器・体外診断用医薬品の製造、製造販売、販売、輸出並びに輸入

この件に関するお問い合わせは、下記にお願いします。

株式会社テクノメディカ 営業本部

TEL:045-948-1961 FAX:045-948-1962

<http://www.technomedica.co.jp>

sales@TechnoMedica.co.jp

※プレスリリースに掲載されている情報は発表日の情報です。

その後、予告なしに変更されることがございますので、予めご了承ください。