


非接触型 静脈可視化装置

StatVein

静脈の走行
が一目でわかる



だれでも簡単、瞬時に
全方向の静脈走行を
スキャンできます。(皮下10ミリまで)



アメリカ全土で6000台以上、日本で1000台以上の販売実績


(2013年1月現在/当社調査)




StatVeinの照射角度を変えずに 全方向の静脈が確認できます。

女性など血管の細い方でも見やすくスキャン

女性Aさんの上肢



女性Bさんの上肢



女性Aさんの手背



女性Bさんの手背



いろいろな部位でも

ひざ周辺




くるぶし周辺




実現場での使用例

新生児の上肢



新生児の腹壁



さまざまな現場で
StatVeinの可能性を広げる
オプションパーツ



※撮影状況の違いにより照射色は異なっています。

中央採血室や処置室はもちろん、ERやICU、手術室、病棟、
透析室、小児科外来、クリニックなど幅広い使用が可能。



非接触型 静脈可視化装置 StatVein 仕様一覧

重量	275g
寸法	50(W)×60(D)×200(H)mm
バッテリー	BA400 リチウムイオン 3.6V 3100mAh
フル充電時の連続稼働時間(静脈ライト点灯)	平均180分
フル充電時の連続照射回数	約90回
充電時間(フル充電)	平均3時間
操作 温度	4℃から40℃
湿度	5%から85%
移動 温度	-20℃から50℃
湿度	5%から85%
保管 温度	-20℃から50℃
湿度	5%から85%

- StatVeinは末梢静脈を確認するための補助装置であって、必ず「目視による静脈確認」と「触診による静脈確認」をしたうえで医療行為を行ってください。
- 静脈の位置確認は、患者様のさまざまな要因に依存し、深い静脈、皮膚状況、体毛、傷跡、入墨、脂肪の多い患者様の静脈を表示しない場合があります。
- 全ての末梢静脈を見つけることはできません。また、静脈の深度は表示できません。

弊社ホームページをご覧ください

動画による使用説明および
お客様の声をご紹介します。



一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
一般医療機器
特定保守管理医療機器
分類コード：36354020

※外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

- 熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの代理店、販売店、または弊社までご連絡ください。

製造販売業者

TMC 株式会社テクノメディカ 本社 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-5-1 TEL(045)948-1961 FAX(045)948-1962
URL <http://www.TechnoMedica.co.jp> E-mail info@TechnoMedica.co.jp

本カタログは、2018年1月現在のものです。

名古屋支店 〒464-0850 名古屋千種区今池5-4-3 6F TEL(052)741-1516 FAX(052)741-1517
大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6 11F TEL(06)6393-3800 FAX(06)6393-3801
福岡支店 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-35 4F TEL(092)483-7333 FAX(092)483-7334
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西7-2-5 4F TEL(011)271-3770 FAX(011)271-3760
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-14-1 3F TEL(022)771-9333 FAX(022)771-9334

北関東営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町2-44 5F TEL(048)650-8191 FAX(048)650-8192
甲信越営業所 〒390-0872 松本市北深志3-9-6 2F TEL(0263)38-0016 FAX(0263)38-0017
広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町2-6-5 6F TEL(082)961-3670 FAX(082)961-3671
松山営業所 〒790-0056 松山市土居田町23-5 1F TEL(089)945-3870 FAX(089)945-3871